
病名:真菌症 病原体:真菌一般 宿主:様々

区分	手法名 (文献)	名称	プライマー 配列(5'-3')	反応温度条件	増幅産 物bp	備考	推奨度
PCR	Vilgalys Lab	LR12R	011000000000110000000000000000000000000	94°C, 5分間 94°C, 30秒→55°C, 30秒→72°C, 2~5分の30サイク ル 72°C, 5分	約 2~5kbp	真菌類のrRNA遺伝子のIGS (intergenic spacer) を増幅する ためのプライマー。増幅産物をシークエンスして同定。非	
		invSR1R	ACTGGCAGAATCAACCAGGTA			常に変異が大きい領域。最初の同定用には使わない方が良い。株間の比較をするなどのように、より掘り下げた研究 に使用する。 通常のTaqでは増幅できない可能性があるので、2kbp以上 を増幅できる耐熱酵素を用いる方が良い。その酵素の合成 速度に合わせた伸長時間とする。	
		5SRNA	ATCAGACGGGATGCGGT	シーケンス用プライマー			
		5SRNAR	ACQGCATCCCGTCTGAT				


¹⁾ Vilgalys Mycology Lab https://sites.duke.edu/vilgalyslab/rdna_primers_for_fungi/

http://home.psu.ac.th/~4823002/Molecular_ITS.htm

真菌のIGS領域増幅プライマー



https://sites.duke.edu/vilgalyslab/rdna_primers_for_fungi/



真菌におけるリボソームRNA遺伝子の構成。

真菌の核にコードされているリボソームRNA遺伝子 (rDNA) は、非常に類似したDNA配列 (通常は各8~12 kb) からなる複数コピーの遺伝子ファミリーが、単一の染色体上に存在する。 各反復ユニットには、1つ以上の遺伝子間スペーサー (IGS) 領域で区切られた1つの主要な転写産物 (プライマリrRNA) のコーディング領域がある。

一部のグループ(主に担子菌およびいくつかの子嚢菌酵母)では、各リピートに個別に転写される5S RNAのコーディング領域があり、その転写の位置と方向はグループ間で異なる場合がある。